

Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd74 토끼 단일클론 항체 - P04233-2

품목 번호: CM0005260

소개

CamelBio는 WB, IHC-P, IF/ICC, FC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 CD74(불변 사슬, CLIP)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체를 공급합니다. MHC 클래스 II 항원 제시 및 면역학 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD74 Rabbit mAb
비고/별칭	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	972
유전자 ID	972
항원(Immunogen)	인간 CD74 (NP_004346.1)의 아미노산 73-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P04233-2
단백질 분자량	18kDa/24kDa/26kDa/31kDa/34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)