

Wb, Elisa용 Anti-Cd74 토끼 다클론 항체 - P04441-2

품목 번호: CM0023388

소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 마우스 CD74 대상 토끼 다클론 항체입니다. 흥선과 림프절에서 발현되며 MHC 클래스 II 항원 제시 과정에 관여하는 불변 사슬(invariant chain)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD74 토끼 pAb
비고/별칭	Ii; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
종	마우스
GeneID	16149
면역원	마우스 CD74의 아미노산 56-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_034675.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P04441-2
단백질 무게	24kDa
배송	아이스팩