

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Cd74 토끼 다클론 항체 - P04233

품목 번호: CM0025262



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 고품질 항-CD74 토끼 다클론 항체. 인간 CD74 (P04233)를 검출하며 쥐와 교차반응합니다. MHC 클래스 II 샤페론, MIF 수용체 및 항바이러스 면역 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD74 토끼 pAb
비고/별칭	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
종	인간
유전자 ID (인간)	972
유전자 ID	972
면역원	인간 CD74 (NP_004346.1)의 아미노산 73-232에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P04233
단백질 분자량	34 kDa
배송 방식	아이스백