

Anti-Cd74 토끼 Polymab® - P04233-2 / P04441-2

품목 번호: CM0012593

소개

인간 및 생쥐 CD74(불변 사슬)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA 검증되었으며 p33 및 p35 아이소폼 모두와 반응합니다. P04233-2 / P04441-2.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD74 토끼 PolymAb®
비고/별칭	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
종	인간/생쥐
유전자 ID (인간)	972
유전자 ID (생쥐)	16149
면역원	인간 CD74 아미노산 73-232번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_004346.1)
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P04233-2/P04441-2
단백질 분자량	24kDa/26kDa
배송	아이스백