

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Cd79A 단일클론 항체 - P11912

품목 번호: CM0006520



소개

인간, 마우스 및 랫드에서 WB, IHC, IF 및 ELISA용으로 검증된 CD79a(Ig-알파) 표적 토끼 단일클론 항체입니다. B세포 항원 수용체 신호 전달 및 B세포 분화 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD79a Rabbit PolymAb®
비고/별칭	IGA, MBI, MB-1, IGAAlpha
종	인간
유전자 ID(인간)	973
유전자 ID	973
면역원	인간 CD79a의 아미노산 26-226에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_001774.1).
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P11912
단백질 분자량	25kDa
배송	얼음팩