

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd79A Rabbit Monoclonal Antibody - P11912

품목 번호: CM0003404



소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 CD79a (MB-1, Ig-alpha)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. 단백질 분자량 25kDa. B-세포 수용체 신호전달 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD79a Rabbit mAb
비고/별칭	IGA; MB1; MB-1; IGA1alpha; CD79a
종	인간
GeneID (인간)	973
GeneID	973
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11912
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백