

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd79A 토끼 다클론 항체 - P11912

품목 번호: CM0015145



소개

재조합 CD79a(aa 165-225)에 대해 생성된 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA 용도로 검증되었습니다. 약 25kDa 단백질을 검출합니다. B세포 수용체 신호전달 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD79a 토끼 pAb
비고/별칭	IGA; MB1; MB-1; IGA1alpha; CD79a
종	인간
GeneID (인간)	973
GeneID	973
면역원	재조합 단백질: 인간 CD79a(NP_001774.1)의 아미노산 165-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P11912
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩