

Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd79B 단일클론 항체 - P40259

품목 번호: CM0006369



소개

WB, IF/ICC, FC, ELISA용으로 검증된 재조합 anti-CD79B 토끼 단일클론 항체입니다. 재조합 면역원에서 유래된 인간 CD79B (14/26 kDa)를 검출합니다. B세포 수용체 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD79B Rabbit mAb
비고/별칭	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b 분자
종	인간(Human)
GeneID (인간)	974
GeneID	974
면역원	재조합 단백질 인간 CD79B (NP_000617.1)의 아미노산 29-159에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P40259
단백질 분자량	14kDa/26kDa
배송	아이스백