

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd79B 단일클론 항체 - P40259

품목 번호: CM0002803



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 Anti-CD79B 토끼 단일클론 항체입니다. 면역에 필수적인 B세포 수용체 신호 전달 단백질인 사람 및 쥐 CD79B (Ig-beta, B29)를 검출합니다. B세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD79B Rabbit mAb
비고/별칭	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	974
유전자 ID	974
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드. 사람 CD79B (NP_000617.1)의 아미노산 130-229 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	P40259
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)