

## Wb, If, Fc, Elisa용 항-Cd79B 토끼 단일클론 항체(B29, Ig-Beta) - P15530

품목 번호: CM0006866



### 소개

마우스 CD79b(B29, Ig-beta)에 특이적인 토끼 단일클론 항체로, WB, IF, FC, ELISA에서 검증되었습니다. 약 25 kDa 밴드를 검출하며 랫트와 교차 반응합니다. B세포 수용체 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CD79b 토끼 mAb                                                   |
| 비고/별칭       | B29; Igb; Igbeta; Ig-beta                                      |
| 종           | 마우스                                                            |
| GeneID (인간) | 974                                                            |
| GeneID      | 15985                                                          |
| 면역원         | 마우스 CD79b(NP_032365.1)의 아미노산 26-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 숙주          | 토끼                                                             |
| 분류          | 단일클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA                                    |
| 교차 반응성      | 마우스, 랫트                                                        |
| SWISS       | P15530                                                         |
| 단백질 분자량     | 25kDa                                                          |
| 배송          | 아이스팩                                                           |