

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd79B 토끼 다클로날 항체 - P40259

품목 번호: CM0018904



### 소개

사람 CD79B (B29, Igbeta, AGM6)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. B세포 수용체 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명                      | CD79B 토끼 pAb                                            |
| 비고/별칭                    | B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B                           |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                               |
| GeneID (사람)              | 974                                                     |
| GeneID                   | 974                                                     |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 CD79B (NP_000617.1)의 아미노산 130-229 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                              |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                         |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, ELISA                                        |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                           |
| SWISS                    | P40259                                                  |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 26kDa                                                   |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                          |