

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd79B Rabbit Polymab® - P40259

품목 번호: CM0006428



소개

CD79B Rabbit PolymAb®는 인간 CD79B를 타겟으로 하는 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. B 세포 수용체 신호 전달 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD79B Rabbit PolymAb®
비고/별칭	B29; IGB; AGM6; Igbeta
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	974
GeneID	974
면역원(Immunogen)	인간 CD79B (NP_000617.1)의 아미노산 130-229 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P40259
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)