

Wb, Fc, Elisa용 Anti-Cd80 토끼 단일클론 항체 - P33681

품목 번호: CM0006939



소개

웨스턴 블롯, 유세포 분석 및 ELISA로 검증된 고품질 Anti-CD80 토끼 단일클론 항체입니다. 중요한 T세포 공동자극 분자인 인간 CD80에 특이적입니다. 면역학 및 면역 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CD80 토끼 mAb
비고/별칭	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80 분자
종	인간
GeneID	941
면역원	인간 CD80(NP_005182.1)의 아미노산 35~242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P33681
단백질 분자량	18kDa/29kDa/33kDa
배송	아이스팩