

Wb, Fc, Elisa용 항-Cd80 토끼 단일클론 항체 - Q00609

품목 번호: CM0007285



소개

마우스 CD80에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, FC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 CD80을 인식합니다. T세포 활성화 및 면역 체크포인트 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD80 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17; CD80
종	마우스
GeneID (인간)	941
GeneID	12519
면역원	마우스 CD80(NP_033985.3)의 아미노산 38-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q00609
단백질 중량	34 kDa
배송	아이스팩