

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd80 토끼 다클로날 항체 - P33681

품목 번호: CM0024289



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-CD80 토끼 다클로날 항체입니다. T 세포 활성화의 핵심 공동자극 분자인 인간, 마우스 및 래트 CD80 (B7-1)을 인식합니다. 면역학 및 면역종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD80 Rabbit pAb
비고/별칭	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1, CD80
종(Species)	Human
GeneID (인간)	941
GeneID	941
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 CD80 (NP_005182.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P33681
단백질 분자량(Protein Weight)	33kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)