

## 유세포 분석용 항-Cd80/B7-1 단클론 항체 - P33681

품목 번호: CM0009534



### 소개

유세포 분석용으로 검증된 표지 토끼 단클론 항체로 인간 CD80/B7-1을 표적합니다. 면역학 연구에서 T 세포 활성화, 면역 관문 및 공동 자극 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항-인간 CD80/B7-1 단클론 항체                                          |
| 비고/별칭       | CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80 분자         |
| 종           | 인간                                                                |
| 유전자 ID (인간) | 941                                                               |
| 유전자 ID      | 941                                                               |
| 면역원         | 인간 CD80/B7-1의 아미노산 35-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_005182.1) |
| 출처          | 토끼                                                                |
| 범주          | 단클론 항체                                                            |
| 응용          | FC                                                                |
| 교차 반응성      | 인간                                                                |
| SWISS       | P33681                                                            |
| 단백질 분자량     | 18kDa/29kDa/33kDa                                                 |
| 배송          | 아이스팩                                                              |