


Wb, Elisa용 항-Cd81 토끼 다클론 항체 - P35762

품목 번호: CM0020856



소개

마우스 CD81(TAPA-1, Tspan28)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 랫트와 교차 반응합니다. 면역세포 신호전달, 테트라스패닌 생물학 및 숙주-병원체 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD81 토끼 pAb
비고/별칭	Tapal; Tapa-1; Tspan28; CD81
종	마우스
유전자 ID (사람)	975
유전자 ID (마우스)	12520
면역원	마우스 CD81(NP_598416.1)의 아미노산 106-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P35762
단백질 분자량	25 kDa
배송	아이스팩