

Anti-Cd81 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60033

품목 번호: CM0025985



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-CD81 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응성을 가집니다. CD81은 B 세포 신호 전달, C형 간염 바이러스 진입, 및 면역 시냅스 형성에 관여하는 테트라스파닌입니다. 면역학, 전염병, 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD81 Rabbit pAb
비고/별칭	S5.7; CVID6; TAPAI; TSPAN28; CD81
종	인간
유전자 ID (인간)	975
유전자 ID	975
면역원	재조합 단백질 인간 CD81 (NP_004347.1)의 아미노산 114-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P60033
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백