


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd81 토끼 Polymab® - P60033

품목 번호: CM0004298



소개

인간 CD81(TAPA1/TSPAN28)에 대한 토끼 재조합 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 테트라스판닌 고밀도 미세영역, B 세포 신호전달 및 바이러스 침입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD81 토끼 PolymAb®
비고/별칭	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
종	인간
유전자 ID (인간)	975
유전자 ID	975
면역원	인간 CD81 아미노산 114-199번 서열(NP_004347.1)을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60033
단백질 분자량	26kDa
운송 방법	아이스백