

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd82 다클론 항체 - P27701

품목 번호: CM0020131



소개

전이 억제인자이자 테트라스패닌인 CD82(KAI1/TSPAN27)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 사람, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 암 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD82 Rabbit pAb
비고/별칭	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
종	사람
GeneID (사람)	3732
GeneID	3732
면역원	사람 CD82(NP_002222.1)의 아미노산 150~250번 영역에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P27701
단백질 분자량	30 kDa
배송	아이스팩