

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd82 Rabbit Monoclonal Antibody - P27701

품목 번호: CM0007884



소개

WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 CD82 rabbit monoclonal antibody입니다. 세포 접착, 이동 및 신호 전달에 관여하는 tetraspanin인 인간 및 마우스 CD82 전이 억제 인자를 검출합니다. 암 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	CD82 Rabbit mAb
비고/별칭	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
종	인간
유전자 ID	3732
면역원	인간 CD82 (P27701)의 아미노산 168-267 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P27701
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백