

Wb, Elisa용 Anti-Cd83 Rabbit Monoclonal Antibody - Q01151

품목 번호: CM0007677



소개

면역 세포의 막관통 당단백질인 인간 CD83에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 연구 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD83 Rabbit mAb
비고/별칭	BL11; HB15; CD83
종	인간
GeneID (human)	9308
GeneID	9308
면역원	인간 CD83 (NP_004224.1)의 아미노산 20-143에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q01151
단백질 분자량	23 kDa
배송	아이스백