

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Cd83 토끼 단일클론 항체 - Q01151

품목 번호: CM0007831



소개

사람 CD83에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 면역 반응 및 수지상세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD83 토끼 mAb
비고/별칭	BL11; HB15; CD83
종	사람
유전자 ID (사람)	9308
유전자 ID	9308
면역원	합성 펩타이드 사람 CD83(Q01151)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q01151
단백질 분자량	23kDa
배송 조건	아이스팩