


Wb 및 Elisa용 Anti-Cd84 단일클론 항체 - Q9Uib8

품목 번호: CM0007321



소개

인간 CD84(SLAMF5)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포외 도메인을 표적으로 하며, 면역세포 신호 전달 및 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD84 토끼 mAb
비고/별칭	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
종	인간
유전자 ID	8832
면역원	인간 CD84(Q9UIB8)의 아미노산 246-345 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UIB8
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩