


Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 항-Cd84 토끼 단클론 항체 - Q9Uib8

품목 번호: CM0004272



소개

CD84(SLAMF5)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, FC 및 ELISA 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 신호 전달 및 조혈 연구에서 중요한 39 kDa 면역 세포 수용체인 인간 CD84에 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD84 토끼 단클론 항체 (Rabbit mAb)
비고/별칭	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
반응 종	인간
유전자 ID	8832
면역원	인간 CD84 (NP_001171808.1)의 아미노산 22-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UIB8
단백질 분자량	39kDa
배송 방법	아이스 팩