


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cd84 토끼 다클론 항체 - Q9Uib8

품목 번호: CM0026690



소개

인간 CD84(SLAMF5)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다. 면역 세포 활성화, SLAM 패밀리 신호 전달 및 조혈 전구 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD84 토끼 pAb
비고/별칭	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
종	인간
GeneID (인간)	8832
GeneID	8832
면역원	인간 CD84 (NP_003865.1)의 아미노산 22-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UIB8
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스 팩