


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cd85J 토끼 다클론 항체 - Q8Nhl6

품목 번호: CM0024525



소개

CD85j(LILRB1)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 시료와 반응합니다. 면역 조절 및 억제 수용체 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD85j 토끼 pAb
비고/별칭	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85J; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; CD85j
종	인간
유전자 ID (인간)	10859
유전자 ID	10859
면역원	인간 CD85j (NP_006660.4)의 아미노산 24-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NHL6
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백