


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cd86 (B7-2) 다클론 항체 - P42081

품목 번호: CM0013827



소개

인간 CD86 (B7-2)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯팅, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다. T세포 활성화 및 면역학 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CD86 토끼 pAb
비고/별칭	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
종	인간
유전자ID (인간)	942
유전자ID	942
면역원	인간 CD86 (NP_787058.4)의 아미노산 25-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P42081
단백질 분자량	38kDa
배송 방법	아이스 팩