


Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 항-Cd86 단클론 항체 - P42081

품목 번호: CM0002784



소개

이 토끼 단클론 항체는 항원제시세포의 공동자극분자인 인간 CD86(B7-2, LAB72)을 표적으로 합니다. WB, IF/ICC, FC 및 ELISA에서 검증된 이 항체는 면역 활성화 및 체크포인트 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD86 토끼 mAb
비고/별칭	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
종	인간
유전자 ID (인간)	942
유전자 ID	942
면역원	인간 CD86 아미노산 20-241번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_787058.5)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P42081
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스백