


Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa용 항-Cd86 토끼 다클론 항체 - P42081

품목 번호: CM0023954



소개

WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증된 CD86 토끼 다클론 항체입니다. T세포 공동자극, CD28/CTLA4 경로 및 바이러스 진입 기전 연구에 이상적입니다. 인간, 마우스, 래트 CD86과 반응합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD86 토끼 pAb
비고/별칭	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
종	인간
GeneID (인간)	942
GeneID	942
면역원	인간 CD86 (NP_787058.4)의 아미노산 25-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42081
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩