


유세포 분석용 Anti-Cd89 단일클론 항체 - P24071

품목 번호: CM0009013



소개

으로 접합된 토끼 항-인간 CD89 단일클론 항체로, 인간 샘플에 대한 반응성을 가진 유세포 분석법으로 검증되었습니다. 표적: 면역글로불린 알파 Fc 수용체 (FCAR, FcαRI, 32 kDa).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD89 단일클론 항체
비고/별칭	CD89; FcαRI; FcαRI; CTB-61M7.2
종	인간
유전자 ID (인간)	2204
유전자 ID	2204
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	P24071
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백