


유세포분석용 Anti-Cd89 토끼 단일클론 항체 - P24071

품목 번호: CM0009774



소개

인간 CD89 (FcalphaR)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 인간 샘플에 반응하며 분자량은 32kDa입니다. IgA 매개 면역 반응 연구에 이상적입니다. 아이스백에 담겨 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD89 mAb
비고/별칭	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	2204
면역원	재조합 단백질 인간 CD89 (NP_001991.1)의 아미노산 22-227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P24071
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백