

Fc용 항-Cd8A 단일클론 항체 - P07725

품목 번호: CM0008010

소개

유세포 분석(FC)을 위해 랫 CD8a를 표적으로 하는 ABflo 647 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 재조합 면역원으로 제조되었으며 랫과 반응합니다. CD8+ T세포 분석, 면역세포 표현형 분석 및 세포독성 림프구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Rat CD8a mAb
비고/별칭	T8; Lyl2; Ly-2; CD8a
종	랫
GeneID (Human)	925
GeneID	24930
면역원	랫 CD8a(NP_113726.1)의 아미노산 26-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	랫
SWISS	P07725
단백질 분자량	32kd
배송	아이스팩