


유세포 분석용 Anti-Cd8A 단클론 항체 - P01732

품목 번호: CM0009129



소개

사람 및 안대원숭이 CD8a를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. CD8+ T 세포 아형 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
종 (Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	925
유전자 ID	925
항원 (Immunogen)	사람 CD8A (NP_001759.3)의 아미노산 22-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	유세포 분석 (Flow Cytometry, FC)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human), 안대원숭이 (Cynomolgus)
SWISS	P01732
단백질 분자량	21kDa/25kDa/30kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)