


## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd8A 다클론 항체 - P01732

품목 번호: CM0018611



### 소개

인간 CD8A에 대한 강력한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 CD8A와 교차 반응합니다. T세포 및 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 사양                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CD8A 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A                               |
| 종           | 인간                                                           |
| GeneID (인간) | 925                                                          |
| GeneID      | 925                                                          |
| 면역원         | 인간 CD8A (NP_001759.3)의 아미노산 22-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                           |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 인간, 생쥐                                                       |
| SWISS       | P01732                                                       |
| 단백질 분자량     | 26kDa                                                        |
| 배송          | 아이스 팩                                                        |