


Anti-Cd8A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P01731

품목 번호: CM0018925



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증된 마우스 CD8A(Lyt-2) 대항 토끼 폴리클로날 항체. 27 kDa T세포 공동수용체를 인식하며, 면역 반응 및 세포독성 T세포 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD8A Rabbit pAb
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2; CD8A
종	마우스
GeneID (Human)	925
GeneID (Mouse)	12525
면역원	재조합 마우스 CD8A 단백질
원산	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P01731
단백질 분자량	27 kDa
배송	아이스백