


Wb, Ihc-P, Mihc용 Anti-Cd8A Rabbit Polymab® - P01732 / P01731

품목 번호: CM0004007



소개

인간/마우스 CD8A를 표적하는 재조합 토끼 단일클론 항체. WB, IF-P, IHC-P, mIHC 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트, 자이놀로거스 원숭이의 CD8A를 검출. T-세포 면역학 및 면역종양학 연구에 필수적.

자세히 알아보기

매개변수	세부 정보
제품명	CD8A Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CD8A;CD8;Leu2;MAL;p32
종 특이성	인간/마우스
유전자 ID (인간)	925
유전자 ID	925/12525
면역원	인간 CD8A (NP_001759.3)의 아미노산 22-182 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 자이놀로거스 원숭이
SWISS	P01732/P01731
단백질 분자량	21kDa/25kDa/30kDa
배송	아이스백