

Wb, Elisa용 항-Cd8B 다클론 항체 - P10966

품목 번호: CM0029451

소개

인간 CD8B(CD8베타)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. MHC 클래스 I 상호작용과 CTL 활성화에 필수적인 T세포 표면 당단백 CD8 베타 사슬을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD8B 토끼 pAb
비고/별칭	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta; CD8B
종	인간
유전자ID (인간)	926
유전자ID	926
면역원	재조합 단백질 / 인간 CD8B (NP_757362.1)의 아미노산 22-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10966
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스백