

웨스턴 블롯, 유세포 분석, Elisa용 Anti-Cd8B Rabbit Monoclonal Antibody - P10966

품목 번호: CM0006814

소개

웨스턴 블롯팅, 유세포 분석, ELISA에 검증된 인간 CD8 β (CD8B, LYT3)에 대한 토끼 단일클론 항체. T-세포 면역학 및 면역 체크포인트 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD8 β Rabbit mAb
비고/별칭	LY3, P37, LEU2, LYT3, Ly-3, CD8B1, CD8beta, CD8 β
종	인간
GeneID (인간)	926
GeneID	926
면역원	인간 CD8B (NP_004922.1)의 아미노산 22-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10966
단백질 무게	24kDa
배송	아이스백