

Wb, If, Ihc-P, Fc, Elisa용 항-Cd9 토끼 단클론 항체 - P21926

품목 번호: CM0007016



소개

웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학, 유세포 분석, ELISA에서 검증된 CD9 토끼 단클론 항체로, 세포 접착, 정자-난자 융합, 혈소판 활성화에 관여하는 인간 CD9 테트라스파닌을 검출합니다. 연구용으로 사용하세요.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD9 토끼 mAb
비고/별칭	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
종	인간
유전자 ID (인간)	928
유전자 ID	928
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P21926
단백질 분자량	25 kDa
배송 방식	아이스백