

Wb, Elisa용 Anti-Cd90.1 토끼 다클로날 항체 - P01831

품목 번호: CM0020585

소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 마우스 CD90.1 (Thy1.1)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 세포 부착 및 시냅스 형성에 관여하는 GPI-앵커형 Thy-1 막 당단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 매개변수          | 값                                                               |
| 제품명           | CD90.1 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭         | T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; CD90.1               |
| 종(Species)    | Mouse                                                           |
| 유전자 ID (인간)   | 7070                                                            |
| 유전자 ID (마우스)  | 21838                                                           |
| 항원(Immunogen) | 마우스 CD90.1 (NP_033408.1)의 아미노산 20-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)   | Rabbit                                                          |
| 카테고리          | Polyclonal Antibodies                                           |
| 애플리케이션        | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성        | Mouse                                                           |
| SWISS         | P01831                                                          |
| 단백질 분자량       | 18kDa                                                           |
| 배송            | 아이스 팩(Ice bag)                                                  |