

Elisa, Fc용 Anti-Cd90.2 Rabbit Monoclonal Antibody - P01831

품목 번호: CM0011743

소개

ELISA 및 유세포 분석(FC)에 대해 검증된 CD90.2 Rabbit monoclonal antibody (mAb). 마우스 Thy-1 막 당단백질(P01831)을 인식합니다. 면역학 및 신경생물학 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD90.2 Rabbit mAb
비고/별칭	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
종	마우스
GeneID (인간)	7070
GeneID (마우스)	21838
면역원	마우스 CD90.2 재조합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	ELISA, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01831
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백