

Fc용 Anti-Cd90/Thy1 단일클론 항체 - P04216

품목 번호: CM0004225

소개

인간 CD90/Thy1을 표적으로 하는 APC 접합 토끼
단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해
검증되었습니다. 면역학 및 신경과학 연구에서 세포 표면
CD90 발현 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD90/Thy1 mAb
비고/별칭	CD90; CDw90
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7070
GeneID	7070
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (인간 CD90/Thy1의 아미노산 20-130을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P04216
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백