

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd90/Thy1 단일클론 항체 - P04216

품목 번호: CM0002795

소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA용 CD90/Thy1 (UniProt P04216)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 간 상호작용 및 시냅스 형성에 관여하는 인간 및 쥐 Thy-1 막 당단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD90/Thy1 Rabbit mAb
비고/별칭	CD90; CDw90; CD90/Thy1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7070
유전자 ID	7070
면역원(Immunogen)	인간 CD90/Thy1 (P04216)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P04216
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스백