

Wb, Fc, Elisa용 항-Cd90/Thy1 단클론 항체 (Kd 검증 완료) - P04216

품목 번호: CM0007282

소개

인간 CD90/Thy1 (P04216)에 대한 고품질 재조합 토끼 단클론 항체로, KD 검증을 완료했습니다. 웨스턴 블롯, 유세포 분석, ELISA에 이상적이며 세포 간 상호작용 및 시냅스 형성 연구에 활용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] CD90/Thy1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CD90; CDw90; [KO/KD 검증 완료] CD90/Thy1
종	인간
유전자ID (인간)	7070
유전자ID	7070
면역원	인간 CD90/Thy1 (NP_006279.2)의 아미노산 20-130번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04216
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스백