

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Cd90/Thy1 토끼 단클론 항체 - P01831

품목 번호: CM0008305

소개

웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에 적합한 고품질 CD90/Thy1 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 Thy-1 항원을 인식합니다. 신경과학 및 세포막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | CD90/Thy1 토끼 mAb                                                   |
| 비고/별칭      | T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2                          |
| 종          | 마우스                                                                |
| 유전자ID (인간) | 7070                                                               |
| 유전자ID      | 21838                                                              |
| 면역원        | 마우스 CD90/Thy1 (NP_033408.1)의 아미노산 20-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원         | 토끼                                                                 |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                             |
| 적용 분야      | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                             |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 랫드                                                        |
| SWISS      | P01831                                                             |
| 단백질 분자량    | 18kDa                                                              |
| 배송         | 아이스 팩                                                              |