

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cd90/Thy1 토끼 다클론 항체 - P04216

품목 번호: CM0021221

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 인간 CD90/Thy1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 내인성 Thy-1 막 당단백질을 검출합니다. 신경과학 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD90/Thy1 토끼 pAb
비고/별칭	CD90; CDw90; CD90/Thy1
종	인간
GeneID (인간)	7070
GeneID	7070
면역원	인간 CD90/Thy1의 아미노산 20-130 서열(NP_006279.2)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P04216
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩