

If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd93 토끼 단일클론 항체 - O89103

품목 번호: CM0004083

소개

IF/ICC, 유세포 분석 및 ELISA용 마우스 CD93 (Clq 수용체, Ly68)를 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 CD93과 교차 반응합니다. 식세포 작용, 염증 및 혈관생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD93 토끼 mAb
비고/별칭	Ly68; AA4.1; Clqr1; Clqrp; 6030404G09Rik
종	마우스 (Mouse)
GeneID (사람)	22918
GeneID	17064
면역원	마우스 CD93 (NP_034870.1)의 아미노산 23-181에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	O89103
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백