

Fc용 항-Cd94 단클론 항체 - Q13241

품목 번호: CM0005899



소개

인간 CD94(KLRD1)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 가 접합되어 있습니다. 유세포분석에 검증되었으며, NK 세포 및 T 세포 면역 모니터링 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 CD94 mAb
비고/별칭	KLRD1; CD94; 자연살해세포 항원 CD94
종	인간
유전자ID	3824
면역원	인간 CD94 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q13241
단백질 분자량	17kDa/20kDa
배송	아이스 팩