


Elisa, Fc용 Anti-Cd95 Rabbit Monoclonal Antibody - P25446

품목 번호: CM0006041



소개

마우스 CD95/FAS (aa 22-169)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체. ELISA 및 유세포 분석에서 검증됨. 마우스 조직에서 세포사멸 매개 수용체 FAS를 인식합니다. 세포사멸 및 면역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD95 Rabbit mAb
비고/별칭	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
종	마우스
GeneID (인간)	355
GeneID	14102
면역원	CD95 (NP_032013.2)의 아미노산 22-169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	ELISA, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P25446
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백